



Funksjoner på Mini Microphone 2 og Mini Microphone 2+


Hør bedre på avstand og i støyfylte lyttesituasjoner, som:

- på møter
- når du reiser med bil, buss eller tog
- når du spiser på restaurant
- når du deltar i en gruppetime på treningsstudio

Slik gjør du det:

Gi Mini Microphone til personen du vil høre på, og be vedkommende plassere den nær munnen ved å feste den **vertikalt** på klærne med klemmen på baksiden. Aktiver deretter streaming på lydprosessoren (se instruksjonene nedenfor).

Plasser Mini Microphone 2+ på et bord for å høre flere talere i en gruppe-/møtesituasjon.



Produktoversikt



Komme i gang

Lade batteriet

Når du bruker den første gang, må Mini Microphone lades i minst tre timer, selv om lampen viser at den er fulladet.

Lade Mini Microphone:

1. Sett mikro-USB-ladekabelen inn i kontakten på Mini Microphone.
2. Sett den andre enden inn i en strømkontakt med adapteren som følger med.

LED-lampen lyser rødt under lading.

Når den er fulladet (og fortsatt koblet til laderen), lyser LED-lampen rødt med grønne blink annethvert sekund.

Hvis batterinivået er lavt, blinker LED-lampen for Status gult hvert sekund.

I gjennomsnitt kan Mini Microphone brukes i 10 timer mellom ladinger. Batterilevetiden kan variere avhengig av bruken.


Kobling til lydprosessoren

A Slå lydprosessoren(e) av


Fjern lydprosessoren(e).
Slå **AV** lydprosessoren(e).

B Slå Mini Microphone på


Trykk på og hold inne AV/PÅ-knappen i to sekunder til LED-lampen blir grønn. Deretter **slipper du**.



C Trykk på tilkoblingsknappen på (A) Mini Microphone 2 eller (B) Mini Microphone 2+ én gang med en penn eller en lignende gjenstand.



D LED-lampen oppå Mini Microphone blinker gult annethvert sekund i 20 sekunder. Slå på lydprosessoren mens tilkoblingsmodus er aktiv (20 sekunder).

Slå **PÅ** lydprosessoren(e).
En blå indikator  blinker en kort stund for å informere deg om at tilkoblingen lyktes.

E Du kan koble til opptil tre trådløse tilbehør fra Cochlear med lydprosessoren(e).

Trykk to ganger på tilkoblingsknappen i trinn **C** for å koble til en Mini Microphone i kanal 2. LED-lampen blinker gult to ganger annethvert sekund.

Trykk tre ganger på tilkoblingsknappen i trinn **C** for å koble til en Mini Microphone i kanal 3. LED-lampen blinker gult tre ganger annethvert sekund.

Støtte

Du finner full informasjon om Mini Microphone 2 og Mini Microphone 2+ i brukerveiledningen som er pakket sammen med Mini Microphone, og brukerveiledningen for True Wireless-tilbehør.

Du finner full informasjon om lydprosessoren fra Cochlear i brukerveiledningen til denne.


Du finner mer støtte og videoer på Cochlears nettsted: www.cochlear.com

Bruk av Mini Microphone

Begynn å overføre lyd med lydprosessoren din

A Slå på lydprosessoren og Mini Microphone.

Trykk på og hold inne knappen på lydprosessoren i to sekunder, og slipp.

Det blinker et blått lys  på lydprosessoren for å angi at streaming er aktiv.

MERK: På prosessorer med to knapper bruker du den øverste knappen.

B For å velge en annen kanal eller stoppe streaming.

Gjenta trinn A én gang til for å velge kanal 2, og enda en gang for kanal 3.

Trykk lett på knappen på lydprosessoren for å stoppe streamingen.

Begynn å overføre lyd med Remote Assistant

Metode 1: Slå på lydprosessoren og Mini Microphone. Slå på Remote Assistant.



Trykk på og hold inne telespoleknappen i 2 sekunder, og slipp.


Tips! Gjenta dette trinnet én gang til for å velge kanal 2, og enda en gang for kanal 3.

Lyden vil begynne å streame fra Mini Microphone.

Du stopper streamingen ved å trykke kort på telespoleknappen.

ELLER

Metode 2: Slå på lydprosessoren og Mini Microphone. Slå på Remote Assistant.



På Hjem-skjermen trykker du på høyre pilknapp til du ser Stream-skjermen.

Bla nedover listen til kanalen du vil bruke, og trykk på **OK**.

Når lydenheten din er på, begynner lyden å streame gjennom Mini Microphone.

Velg **Av** på Stream-valgskjermen for å stoppe streamingen.

Begynn å overføre lyd med fjernkontrollen

Slå på lydprosessoren og Mini Microphone. Slå på fjernkontrollen.



Trykk på og hold inne telespoleknappen i 2 sekunder, og slipp.


Lyden streames gjennom Mini Microphone.

Gjenta dette trinnet én gang til for å velge kanal 2, og enda en gang for kanal 3.

Du stopper streamingen ved å trykke kort på telespoleknappen.

Begynn å overføre lyd med Nucleus Smart-appen

Slå på lydprosessoren og Mini Microphone. Start Nucleus Smart-appen.



Trykk på Lydkilder.

Trykk på Mini Mic-ikonet.

Lyden streames gjennom Mini Microphone.

Hvis du vil stoppe overføring av lyd, trykker du på Av eller X-ikonet.

Cochlear True Wireless Accessories:

 **Cochlear Bone Anchored Solutions AB** Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00 Fax: +46 31 792 46 95

Nucleus Sound Processor Systems:

 **Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regional Offices:

 **Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG** Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clinicnet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESprit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, Kanso, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, 科利耳, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SoftWear, SPrint, True Wireless, den elliptiske logoen og Whisper er enten varemerker eller registrerte varemerker som eies av Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix og WindShield er enten varemerker eller registrerte varemerker for Cochlear Bone Anchored Solutions AB.

Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG.

© Cochlear Limited 2017